

DER NEUE MEDI-MATIC®

OPTIONAL MIT VIDAN®2 HD-VIDEOKOLPOSKOP



Der neue medi-matic® 115.9

- > Speicherung von 16 Lagerungspositionen
- > Intuitive Bedienung
- > Produktion "Made in Germany"
- > Ambientebeleuchtung und neues SCHMITZ Farbkonzept sorgen für harmonische und angstreduzierte Atmosphäre
- > Extra Highlight: Die minimale Einstiegshöhe von nur 470 mm.
- > Bis 300 kg Arbeitslast
- > Hoher Patientenkomfort: breites Rückenpolster bis 680 mm
- > Kollisionsschutz für Beinhaltersystem



Unsere Priorität: Das Wohlbefinden der Patienten und der Komfort bei der Bedienung

Der neue medi-matic® 115.9 verbindet höchste Ansprüche an Ergonomie und Hygiene mit einer einfachen und intelligenten Handhabung. Die Ambientebeleuchtung zusammen mit dem neuen SCHMITZ Farbkonzept sorgen für eine harmonische und angstreduzierte Atmosphäre. 16 Lagerungspositionen können gespeichert und intuitiv abgerufen werden.

Sie haben die Farbwahl

Kunstleder comfort mit antimikrobiellen Eigenschaften

goldgelb 86	goldorange 106	karminrot 92	himbeerrot 103	eisblau 108	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107
agavengrün 109	milchkaffee 102	sandbeige 101	steingrau 96	schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57
------------	------------------	-------------	---------------


Kunststoff

silbergrau

Lackierung

grauweiß RAL 9002	reinweiß RAL 9010	seerosenweiß RAL 0758510	safranhellorange RAL 0608530	signalgelb RAL 1003	blutorange RAL 2002
lotusrosa RAL 3608510	tricotfliederweiß RAL 3108510	tennisblau RAL 2307020	hellblau RAL 2606030	saphirblau RAL 5003	bleichblau RAL 2308010
limonengrün RAL 1008060	filigrangrün RAL 1207020	eiskaltgrün RAL 1209030	weißaluminium RAL 9006	graualuminium RAL 9007	anthrazitgrau RAL 7016

Bügelgriffe auch matt
verchromt lieferbar

 Diese Farben haben ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften

 Sofort lieferbar