

# Praktische fusselfreie Tücher zum Tränken mit Henry Schein Desinfektionslösungen.

**EuroSept® Xtra System Trockene Tücher**



**WERT & QUALITÄT**



**ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG**



**PRODUKTAUSWAHL**

# EuroSept® Xtra System Trockene Tücher



## Vorteile

- > Weich und fusselfrei
- > Trockene Tücher auf einer Rolle
- > Erhältlich in zwei praktischen Größen
- > Kompatibel mit der neuen Flächendesinfektion EuroSept® Xtra

## Gebrauchsanweisung

Die trockenen Tücher mit der Flächendesinfektion EuroSept® Xtra tränken. Mindestens 1,4 l der empfohlenen Desinfektionsflüssigkeit verwenden.

## Physikalische Eigenschaften

Gewicht	Größe	Blätter pro Rolle	Rollen pro Karton	Flüssigkeit pro Rolle
50 g/m <sup>2</sup>	15x30 cm	140	4	1,4L
50 g/m <sup>2</sup>	30x30 cm	70	4	1,4L

## Zusammensetzung

PES 90% / VIS 10%

<b>EuroSept® Xtra System Trockene Tücher</b>	M (15x30 cm) XL (30x30 cm)	Artikel-Nr. 9884930 Artikel-Nr. 9884931
<b>Kompatible Lösungen:</b>		
<b>EuroSept® Xtra Alkoholfreie Flächendesinfektion</b>	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf 5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884905 Artikel-Nr. 9884907
<b>EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion</b>	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf 5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884881 Artikel-Nr. 9884883
<b>EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion Lemon</b>	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf 5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884885 Artikel-Nr. 9884887
<b>Komplimentärprodukte:</b>		
<b>Praktischer Spendereimer</b>		Artikel-Nr. 9796544