

CRITERION[®]
MUNDSCHUTZMASKEN
MIT OHRSCHLAUFEN

ZUVERLÄSSIGKEIT VERBUNDEN MIT KOMFORT

SCHUTZ MIT EINER MASKE, DIE FÜR MAXIMALEN
TRAGEKOMFORT ENTWICKELT WURDE



ANGENEHME MASKE TYP IIR



Für weitere Informationen zum gesamten Criterion[®]-Sortiment persönlicher
Schutzausrüstung scannen Sie hier oder besuchen Sie uns auf henryscheinmed.at

CRITERION® MUNDSCHUTZMASKEN MIT OHRSCHLAUFEN TYPE IIR

- **Qualität:** Glasfaserfreie, dreilagige Mundschutzmasken mit integriertem Filter
- **Sicherer Sitz:** Flache, abgerundete Ohrschlaufen und flexibles Nasenstück
- **Sanft zur Haut:** Weiche, hautverträgliche Innen- und Außenschicht. Nicht aus Naturlatex hergestellt
- **Angenehm:** Faltendesign mit Ultraschallnähten für verbesserte Atmungsfähigkeit



CRITERION® MUNDSCHUTZMASKEN MIT OHRSCHLAUFEN 50 ST./KARTON

TYPE IIR

● Blau	9009061
● Weiß	9009062
● Rosa	9009063
● Gelb	9009064
● Grün	9002168



EN 14683 TYP IIR • ENTSpricht 4381:2015 LEVEL 2
STANDARD FÜR GESICHTSMASKEN



DIE GLEICHEN HERVORRAGENDEN PRODUKTE IN NEUER VERPACKUNG

Während dieser Umstellung erhalten Kunden ggf. alte und neue Verpackungen.