

Serie DFH

2-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkantrohr Kopfteillänge: 550 mm

Modell 27-00 und 37-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 27-03 und 37-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 27-04 und 37-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 27-04 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210);
Polsterfarbe: 64-715 anthracite



Grundausstattung:

- Kopfteil positiv und negativ verstellbar
- Längsverstrebung
- Gestell komplett als Einheit verschweißt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+30°) und negativ (-25°) verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 27-...: 650 mm | Modell 37-...: 800 mm
- Höhe: 650 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm



Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1762 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1088
1 Paar Seitensicherungen seitlich
versenkbare, RAL 9006 pulver-
beschichtet, Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahl-
rohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
verchromt, komplett aus Stahlrohr
Länge 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene
350 mm lang

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene
1.300 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben