

Produktinformationen

aluderm® Pflasterspender gefüllt

Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen: - 30 Strips 72 x 25 mm - 30 Strips 72 x 19 mm - 25 Fingerkuppenverbände - 20 Fingerverbände 120 x 20 mm - 10 Fingergelenkverbände - Miniblock Notfallversorgungsnachweis - Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz - Maße: 160 x 122 x 57 mm - Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach - Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt - Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.



Artikel-Nr.	1009910
GTIN	4250108801313
Zolltarif-Nr.	30051000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	57
Breite in mm	122
Tiefe in mm	160
Gewicht in kg	0,314
Norm	
Farbe	orange
Material	ABS-Kunststoff
Wasserfest	-
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	ja
Wandhalterung	ja

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	nein
PZN	00202525
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	42501088107J5
UDI-DI	04250108801313
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhnngen GmbH
Hersteller Website	www.aluderm.de
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com