



Mesbio needle

INTRADERMALE & HYPODERMISCHE NADELN
FÜR MIKROINJEKTIONEN

Nahezu schmerzfreie, ultradünne Mikronadeln



**EINE GROSSE AUSWAHL AN NADELN
FÜR ALLE IHRE BEDÜRFNISSE
27G BIS 34G**

BESCHREIBUNG

Die Mesbio® Needle-Nadel ist für die intradermale und subkutane Injektion bestimmt.

ANWENDBAR



GESICHT &
KOPFHAUT



KÖRPER

IDEAL

Für präzise Injektionen, Auffrischungen, kleine Bereiche und Behandlungen in oberflächlichen Hautschichten.

ZUM EINSPRITZEN

Botulinumtoxin

Filler

Plättchenreiches Plasma (PRP)

Mesotherapie ...


VERPACKUNG

Schachtel mit **100 sterilen Einweg-Nadeln** in einem weichen Blister.



BEREICH

Erhältlich in verschiedenen Größen und Längen, von 27G bis fast unsichtbar 34G. Hergestellt aus medizinischem Edelstahl, mit farbigen Luer-Lock-Naben nach ISO-Norm.



HERGESTELLT IN FRANKREICH

Medizinprodukt Klasse II.a.
ISO 13485 zertifiziert.



needle
concept
vertrieben in Österreich von

HENRY SCHEIN®
MEDICAL

www.henryscheinmed.at

Henry Schein Medical Austria GmbH
Schönbrunner Straße 297
1120 Wien (Austria)

Telefon: 01 / 718 19 61 99
Telefax: 0800 / 718 19 61 23
info@henryscheinmed.at

[henryscheinmedical_at](#)
 [henryscheinmed](#)
 [henry-schein-medical-austria-gmbh](#)