

# Schnellwirkende voll viruzide Lösung für empfindliche Oberflächen.

**EuroSept® Xtra alkoholfreie voll viruzide Lösung zur Flächendesinfektion**



**WERT & QUALITÄT**



**ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG**



**PRODUKTAUSWAHL**

# EuroSept® Xtra alkoholfreie voll viruzide Lösung zur Flächendesinfektion

## Vorteile

- > Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- > Breites Wirkungsspektrum
- > Schnellwirkende, gebrauchsfertige Formel
- > Voll viruzid
- > Geeignet zur terminalen Desinfektion, wenn keine thermische Sterilisation möglich ist



## Physikalische Eigenschaften

Bedingungen	Konzentration und Expositionszeit*
Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Bedingungen)	Konz. 1 Min.
Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Bedingungen)	Konz. 1 Min.
TbB-Erreger nach EN 14348 (M. terrae) (niedrige Belastung)	Konz. 5 Min.
Viruzid nach EN 14476 (niedrige Belastung)	Konz. 2 Min.
Sporen (C. difficile) nach EN 13704 (niedrige Belastung)	Konz. 60 Min.

### Inhaltsstoffe:

100 g enthalten: 0,48 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

\*Nicht vor Ende der Anwendungszeit trockenwischen.

**EuroSept® Xtra Alkoholfreie voll viruzide Lösung**

1 L mit abnehmbarem Sprühkopf  
5 L

Artikel-Nr. 9884889  
Artikel-Nr. 9884891