

Studex of Europe GmbH
 Strassenhäuser 59
 A-6842 Koblach, Austria
 Phone +43 5523 56189 0
 Fax +43 5523 56189 700
 www.studex.com
 saleseu@studexeurope.com

INFORMATION: Vorteile System 75™

Die neue Generation des Ohrlochstechens

100% steril – hygienisch – sicher – einfache Handhabung – Ohrstecker in separaten Einwegkartuschen – aus nickelfreiem Material – entsprechend der europäischen Nickeldirektive – qualitativ hochwertig



Alle diese Merkmale charakterisieren das fortschrittlichste Ohrlochstechsystem, dass heute auf dem Markt erhältlich ist.

Sanft & Schnell:

Ein sanfter, nahezu geräuschloser, und schneller Stechvorgang ist mit diesem System nicht länger eine Wunschvorstellung.

Ohrschmuck zum Ohrlochstechen:

Weiterhin sind die trendigen Modelle (Daisies, Novelties, Kreolen, etc) hervorzugeben. Für Stecker in diesen variantenreichen Ausführungen investiert der Endkunde gerne etwas mehr. Somit steigt der Umsatz in dieser Sortimentsgruppe rasant an.

Verbesserte Heilung:


Die automatische Positionierung der Pousette auf dem Stecker stellt sicher, dass vor und hinter dem Ohrläppchen jeweils ein kleiner Abstand zum Ohrsteckerkopf bzw. zur Pousette entsteht. Dies unterstützt den Heilungsprozess. Weiterhin sind die Stifte dieser Stecker sehr dünn, und tragen hierdurch ebenfalls zu einer verbesserten Heilung bei.

Nahezu schmerzfreies Ohrlochstechen

Die System 75™ Ohrstecker von Studex haben einen geringfügig dünneren Stift als die Ohrstecker der traditionellen Ohrlochstechsysteme. Der dünnere Stift hat den Vorteil, dass der Stechvorgang selbst kaum wahrgenommen wird. Somit ermöglicht das System 75™ nahezu schmerzfreies Ohrlochstechen sowie einen beispiellos angenehmen Tragekomfort.

Späteres Tragen von Ohrsteckern mit dickerem Stift möglich?

Unser Produktprüflabor in USA hat durch unzählige Tests und durch Zusammenarbeit mit mehreren unabhängigen Medizinerinnen herausgefunden, dass für das Tragen von normalen Ohrsteckern nach dem Stechen kein Unterschied besteht, ob das Ohrloch mit einem Ohrstecker mit dickerem Stift oder mit einem Ohrstecker mit geringfügig dünnerem Stift unseres System 75™ gestochen wurde.



StuDEX of Europe GmbH
 Strassenhäuser 59
 A-6842 Koblach, Austria
 Phone +43 5523 56189 0
 Fax +43 5523 56189 700
 www.stuDEX.com
 saleseu@studexeuropa.com

INFORMATION: Vorteile System 75™

Allergikerfreundlich:

Da in unserem SYS75 auch Ohrstecker aus 14 Karat & 18 Karat Echtgold erhältlich sind, minimieren sich die Aufkommenden unerwünschter Reaktionen bei Allergikern & Kleinkindern zuverlässig. Durch Verwendung dieses qualitativ hochwertigen Materials erhöht sich auch der Umsatz / Gewinn des Facheinzelhandels.

Wegfallen des zeitraubenden Adapterwechsels:

Jede sterile Kartusche enthält einen Stecker und eine Pousette. Dadurch kann das Instrument einfach mit einer Bewegung geladen werden – ohne Rücksichtnahme auf die Steckergröße bzw. das Modell.

Dies spart Arbeitszeit und somit auch Personalkosten.

Ein-Kartuschen-Design:

Jede sterile Kartusche enthält einen Stecker und eine Pousette. Dadurch ist es möglich, Ihrem Kunden lediglich ein Ohrloch zu stechen, ohne die Sterilität des zweiten Steckers aufzuheben. Weiterhin ist der Stecker so in die Kartusche eingesetzt, dass dieser nicht aus der Kartusche herausfallen kann.

Äusserst Hygienisch:

Die Kartusche des SYS75 wurde so entwickelt, dass sie sich beim Laden des Instruments noch in der sterilen Verpackung befindet – der / die Ohrlochstechspezialist /-in berührt den sterilen Stecker, sowie die Kartusche zu keiner Zeit.

Positionieren des Instruments vor dem Stechvorgang:

Die Steckerspitze kann vor dem Stechvorgang exakt auf dem vom Endkunden gewünschten, und markierten Punkt ausgerichtet werden. Somit entfallen zukünftig Ungenauigkeiten beim Ohrlochstechen.

Desinfektion unnötig:

Da das Instrument zu keiner Zeit mit dem Endkunden bzw. Ohrlochstechspezialisten in Berührung kommt, ist eine zusätzliche Wischdesinfektion des Instruments nach jedem Stechvorgang unnötig.

Barbells zum Ohrlochstechen – für den Knorpelbereich:

Speziell für das Ohrlochstechen im Knorpelbereich wurden die System 75™ Barbells entwickelt. Da eine „Kugel“ den Verschluss dieser Ohrstecker darstellt, entfällt das für den Endkunden bisherige Pieksen beim Liegen auf dem Ohr.

Unsere aussagekräftigsten Argumente sind jedoch Millionen von zufriedenen Kunden mit problemlos gestochenen Ohrlöchern seit Einführung des System 75™

