


NEU! HEINE® iC 1

Digitale Dermatoskopie, neu definiert



NEU! HEINE® iC1 – Digitale Dermatoskopie, neu definiert

Das HEINE iC1 ist ein neues Aufnahmegerät von klinischen und dermatoskopischen Bildern für die Dokumentation, Überwachung und Unterstützung der Differentialdiagnose von Melanomen und anderen Hautläsionen. Die innovative HEINE LED^{HO}-Beleuchtung zusammen mit der Präzisionsoptik ermöglichen randscharfe und schattenfreie Aufnahmen mit einem Apple® iPhone® 5, 5s, 6, 6s oder SE*. Durch die integrierte Toggle-Funktion ist das Umschalten zwischen polarisiertem und nicht polarisiertem Licht einfach möglich.



[ZUBEHÖR]

USB Kabel mit E4-USB Med. zugelassenes Steckernetzteil [01] + [02] Medizinisch zugelassenes Steckernetzteil mit 5V und 500mA; Wechselbare Länderstecker	Art.Nr: X-000.99.303
Kontaktscheibe mit Skala [03]	Art.Nr: K-000.34.201
Adapterschale SmartPhone , für Apple iPhone 6/6s [04]	Art.Nr: K-000.34.250
Adapterschale SmartPhone , für Apple iPhone 5/5s und iPhone SE	Art.Nr: K-000.34.251



[TECHNISCHE DATEN]

Katalognummer: K-270.28.305 iC1 Set/6	bestehend aus: HEINE iC1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC1/6 für Apple iPhone 6/6s [05], USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil
Katalognummer: K-271.28.305 iC1 Set/5	bestehend aus: HEINE iC1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC1/5 für Apple iPhone 5/5s und iPhone SE, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil
Verfügbare Varianten	iC1/5 für Apple iPhone 5/5s und iPhone SE; iC1/6 für iPhone 6/6s
Gewicht	140g
Abmessungen	140x65x42mm bis zu 155x75x50mm
Gebrauchsanleitung	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Betriebsbedingungen	+10°C bis +35°C, 30% bis 75% rel. Luftf., 700hPa bis 1060hPa
Transport-Bedingungen	-20°C bis +50°C, 45% bis 85% rel. Luftf., 500hPa bis 1060hPa
Elektrische Daten	micro USB (5V) <500mA, Ladezeit typ. 2,5h, Laufzeit typ. 3,5h Li-Polymer Ladebatterie
Optische Daten	Opt. Vergrößerung = 15-fach, digitale Vergrößerung = 40-fach (mit iPhone 6 und 24" Display), 21mm Übersichtsfeld
LED	4x Hochleistungs-LEDs, Farbtemp. typ. 5.000K, Lebensdauer typ. 100.000h, typ. CRI ≥80

*Das Apple iPhone 5/5s/6/6s oder SE ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Apple, das Apple Logo, und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.
App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

