

Serie DFH

Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung 3-teilige Liege mit fester Höhe (Rundrohr)

Modell 121-01 verchromt

Modell 121-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 121-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 121-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 121-01
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210);
Polsterfarbe:
64-714 olive green



Grundausstattung:

- Untergestell aus Rundrohr, mit Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Fußteil senkrecht abklappbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Zahnraster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 900 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +20° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 500 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: min. 1.550 mm, max. 1.970 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1765
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1762
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 70 mm