

# Clinical Elektroden-Spray

Das Clinical Elektroden-Spray ist ein sehr gutes Spray für die Übertragung elektrischer Impulse bei der EKG/EEG-Diagnostik und Defibrillation. Aufgrund seiner besonderen Struktur unterstützt es die Sondenbewegung und erleichtert dadurch dem Untersuchungspersonal die Arbeit.

Das Clinical Elektroden-Spray ist hypoallergen, wasserlöslich, nicht eintrocknend, geruchlos, leicht entfernbar. Das Clinical Elektroden-Spray hinterlässt keine Flecken, ist nicht fettend. Es enthält keine Wirkstoffe, die die Elektroden beschädigen könnten.

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Hoch leitfähiges Übertragungsspray für EKG/EEG/Defibrillation
Zusammensetzung	Wasser, Propylenglykol, Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Benzylalkohol, E131, E102
Viskosität 10 U/min bei 20° C, Spindel Nr. 6	Nicht verfügbar
Farbstoffe	Nein
Leitfähigkeit mS/cm	1,0 - 2,0
Farbe	Grün
Riechstoff	Patentblau E131 und Tartrazin
pH-Wert	6,5 +/- 1
Biokompatibilität	Entspricht den einschlägigen Normen
Gesamtkeimzahl an Schimmelpilzen	< 10/1 g
Gesamtkeimzahl an Bakterien	< 10 <sup>2</sup> /1 g

## VERPACKUNG

Primärverpackung	250 ml in nichttoxischer PE-Flasche
Eigenverpackung	32 Flaschen in einem Karton
Lagerung	Temperatur +10° C - +40° C - relative Feuchtigkeit: 30 % - 75 %
Haltbarkeit	36 Monate ab dem Herstellungsdatum

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt, Abfall	Chemikalien müssen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden
Verpackung	Die Verpackung muss unter Beachtung der landesspezifischen Vorschriften entsorgt werden

 Ultragel Hungary 2000 Kft.  
1211-Budapest, Tekercselő u. 12. Hungary  
 T: +36 1 278 3057 info@ultragel.hu  
www.ultragel.hu

**Distributor:**  
Diagramm Halbach GmbH & Co. KG  
Am Winkelstück 14 | 58239 Schwerte (Germany)  
+49 2304-7590 | www.halbach.com/shop