

Schnelldesinfektion mit einem gebrauchsfertigen Tuch.

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektionstücher



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra Oberflächen- desinfektionstücher



Vorteile

- > Breites antimikrobielles Aktivitätsspektrum
- > Gebrauchsfertige Formel mit sehr guter Materialkompatibilität
- > Schnelle Desinfektion ohne quaternäre Ammoniumverbindungen (QAC)
- > Innovative Booster Zusatzstoffe

Anwendungsgebiete

Gebrauchsfertige, alkoholarme Tücher aus fusselfreiem Vliesmaterial. Erhältlich mit neutralem oder Lemon-Duft.

Physikalische Eigenschaften

Bedingungen	Konzentration und Einwirkzeit
Bakterien gemäß EN 13727, EN 1276, EN 13697 (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
Candida albicans gemäß EN 13624, EN 1650, EN 13697 (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
TB (Tuberkulose) Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) nach EN 14348 (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
„Limited virucidal“ (Beschränkt virenabtötend) (umhüllte Viren wie HBV, HIV, HCV nach EN 14476 und EN 16777) (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
„Limited virucidal plus“ (Beschränkt virenabtötend plus) (umhüllte Viren, z. B. HBV, HIV, HCV) und Noroviren, Adenoviren und Rotaviren nach EN 14476 und EN 16777) (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
Adenoviren (EN 14476, EN 16777) (Reinbedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (Reinbedingungen)	Konz. 1 Min. alle Größen
Einwirkzeiten der imprägnierten Tücher: Bakterien und Candida albicans gemäß EN 16615 und VAH (schmutzige Bedingungen)	Konz. 5 Min. XS, S Konz. 2 Min. L Konz. 1 Min. M, XL

Inhaltstoffe: 100 g Flüssigkeit enthält: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektionstücher , neutraler Duft

Größe	Abmessungen	Stk.	Artikel-Nr.	Verpackung	Abmessungen	Stk.	Artikel-Nr.
XL-Tücher	(30 x 30 cm)	70 Stk.	9884937	One Step	(15 x 30 cm)	140 Stk.	Artikel-Nr. 9884777
L Flowpack	(20 x 30 cm)	80 Stk.	9884949	S Container	(20 x 22 cm)	200 Stk.	Artikel-Nr. 9884002
M Tücher	(15 x 30 cm)	140 Stk.	9884936	S Nachfüllpackung	(20 x 22 cm)	200 Stk.	Artikel-Nr. 9884003
XS Container	(13 x 20 cm)	120 Stk.	9884197	XS Nachfüllpackung	(13 x 20 cm)	120 Stk.	Artikel-Nr. 9884196

EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektionstücher Zitronenduft

S Container	(20 x 22 cm)	200 Stk.	Artikel-Nr. 9884951	S Nachfüllpackung	(20 x 22 cm)	200 Stk.	Artikel-Nr. 9884950
-------------	--------------	----------	---------------------	-------------------	--------------	----------	---------------------

Ergänzungsprodukt: Praktischer Dosierbehälter Artikel-Nr. 9796544