

medifa®



the medical factory

MZK3600 / MM C3900

OP-ZUBEHÖR & KLEINMOBILIAR • OT-ACCESSORIES & FURNITURE



EDELSTAHL 1.4301

STAINLESS STEEL 1.4301

Grundgestelle, Ablageplatten und Fahrgestelle sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) hergestellt.

Eine optimale Stabilität wird durch angepasste Materialstärken erreicht. Die zusätzlich speziell elektropolierte Oberfläche ermöglicht eine leichte Reinigung sowie Desinfektion und bietet einen optimalen Korrosionsschutz.

Basic socket, plates as well as mobile bases are made of high quality stainless steel (raw material 1.4301).

Thickness of materials provide best possible stability. The particular electrically polished surface makes the table being easy to clean and to disinfect and provides optimal corrosion protection.



INSTRUMENTENZUREICHTISCHE

INSTRUMENT SERVING TROLLEYS



361061

Instrumentenzureichtisch aus ChrNiSt, fahrbar, höhenverstellbar über Fußpumpe von 900 - 1300 mm, Ablageplatte um 360° schwenkbar (L x B) 740 x 540 mm, Sockel (L x B) 700 x 500 mm, Ø Rollen = 65 mm, Nennbelastbarkeit: ca. 30 kg

Instrument serving table made of s/s, movable, height adjustable by foot pump from 900 - 1300 mm, swivelling shelf about 360°, (l x w) 740 x 540 mm, socket (l x w) 700 x 500 mm, Ø castors = 65 mm, max. load: about 30 kg



361041

Instrumentenzureichtisch aus ChrNiSt, fahrbar, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mittels Handauslösung von 900 - 1300 mm, Ablageplatte (L x B) 740 x 500 mm, Sockel (L x B) 625 x 480 mm, Ø Rollen = 65 mm, Nennbelastbarkeit: ca. 15 kg

Instrument serving table made of s/s, movable, height adjustable by gas spring from 900 - 1300 mm, shelf (l x w) 740 x 500 mm, socket (l x w) 625 x 480 mm, Ø castors = 65 mm, max. load: about 15 kg



Alle fahrbaren Produkte sind mit leichtlaufenden, elektrisch leitfähigen Doppelnrollen ausgerüstet

All products are equipped with easy-rolling and electrical conductive double swivel castors



Leichtes Handling durch komfortable Verstell- und Bedienungsmöglichkeiten

Easy handling through comfortable adjustments and operation possibilities



Leicht zu reinigende Oberflächen aufgrund des speziellen Elektropoliturverfahrens

Special electrical polish procedure ensures easy cleaning of surfaces

INSTRUMENTENWAGEN

INSTRUMENT SERVING TROLLEYS



391075

Instrumentenwagen mit 2 Ablageplatten aus ChrNiSt (Höhe=230/800 mm), fahrbar, elektr. leitfähige Doppellenkrollen \varnothing 75 mm, Maße: (L x B x H) 650 x 500 x 800 mm

Instrument trolley with 2 shelves made of s/s, (height=230 / 800 mm), movable, electr. conductive castors \varnothing 75 mm, dimensions: (l x w x h) 650 x 500 x 800 mm



391275

Wie 391075, jedoch mit Maßen: (L x B x H) 750 x 650 x 800 mm

Same as 391075, however with dimensions: (l x w x h) 750 x 650 x 800 mm

391625

Stationswagen mit 2 Ablageplatten aus ChrNiSt (Höhe=300/857 mm), fahrbar, elektr. leitfähige Rollen \varnothing 125 mm mit Wandabweisern, Maße: (L x B x H) 750 x 650 x 875 mm

Station trolley with 2 shelves made of s/s (height = 300/857 mm), movable, electr. conductive castors \varnothing 125 mm with wall fenders, dimensions: (l x w x h) 750 x 650 x 875 mm



391475

Wie 391075, jedoch mit Maßen: (L x B x H) 950 x 650 x 800 mm

Same as 391075, however with dimensions: (l x w x h) 950 x 650 x 800 mm

391825

Wie 391625, jedoch mit Maßen: (L x B x H) 950 x 650 x 875 mm

Same as 391625, however with dimensions: (l x w x h) 950 x 650 x 875 mm





ZUBEHÖR FÜR INSTRUMENTENWAGEN

ACCESSORIES FOR INSTRUMENT SERVING TROLLEYS

Nr. 1

391043

Ablageschale aus ChrNiSt
(L x B) 235 x 195 mm,
inkl. Befestigungskloben

*Storage bowl, made of s/s
(l x w) 235 x 195 mm, incl. clamp*



Nr. 2

391044

ChrNiSt-Schale, ø 180 mm,
inkl Befestigungskloben

*Stainless steel dish,
ø 180 mm, incl. clamp*



391046

Wie 391044, jedoch ø 270 mm

Same as 391044, but ø 270 mm

Nr. 3

391050

Instrumentenabwurfscchale
mit Schlitzdeckel (L x B x H)
300 x 230 x 130 mm, inkl.
Befestigungskloben

*Instruments-drop, (l x w x h)
300 x 230 x 130 mm, incl.
clamp*



Nr. 4

391100

Entsorgungsbox inkl. Be-
festigungskloben und 10
Ersatzboxen

*Discarding device incl.
clamp and 10 spare-boxes*



391110

Ersatz-Entsorgungsboxen für
Nr. 391100 (20 Stück)

*Spare-boxes for dicarding
device no. 391100 (20 pcs)*

OP - DREHHOCKER

OT - STOOLS



366080

OP-Rollhocker, 5-armiges
ChrNiSt-Fusskreuz,
intervallgebr. Doppelenkrollen
ø 65 mm (elektr. leitfähig),
Spindelhöhenverstellung von
530 - 710 mm, Sitzfläche ø 400
mm, Polsterstärke = 70 mm

*OT-stool, 5-armed s/s base,
interval braked double swivel
castors ø 65 mm (electr.
conductive), height adjustment
by spindle from 530 - 710 mm,
seat ø 400 mm,
upholstery = 70 mm*

366050

OP-Standhocker, 5-armiges
ChrNiSt-Fusskreuz, elektr.
leitfähige Standfüße,
Spindelhöhenverstellung von
520 - 720 mm,
Sitzfläche ø 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm

*OT-stool, 5-armed s/s base,
electr. conductive feet, height
adjustment by spindle from
520 - 720 mm, seat ø 400 mm,
upholstery = 70 mm*



OP - FAHRDREHHOCKER

OT - MOBILE STOOLS



366011

OP-Fahrdrehsessel mit Rückenlehne, ChrNiSt-Fuss, intervallgebremste Doppelrollen \varnothing 65 mm (elektr. leitfähig), Zentralbremse über Fußauslösung, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 600 - 860 mm, Sitzfläche \varnothing 400 mm, Polsterstärke = 70 mm

OT-chair, movable, with back rest, s/s base, interval-braked double swivel castors \varnothing 65 mm (electr. conductive), foot activation of central brake, height adjustable by gas spring with foot activation from 600 - 860 mm, seat \varnothing 400 mm, upholstery = 70 mm



366021

wie 366011, jedoch mit Sattelpolster

same as 366011, however with saddle seat



366016

wie 366011, jedoch ohne Rückenlehne

same as 366011, however without back rest



366026

wie 366021, jedoch ohne Rückenlehne

same as 366021, however without back rest



OP - FUNKTIONSMOBILIAR

OT - FUNCTIONAL FURNITURE



365010
Infusionsständer, fahrbar, aus ChrNiSt, elektr. leitende Rollen, 2 Rollen feststellbar, höhenverstellbar von 1200 - 2080 mm, mit 4 Infusionshaken und bruchsicherem Abtropfglas

Infusion stand, movable, s/s, electr. conductive castors, 2 castors with brakes, height adjustable from 1200 - 2080 mm, with 4 hooks and shatterproof dripping off glass



363010
Waschschalenständer aus ChrNiSt mit einer Schale (6L), 5-armiges Fußkreuz mit Doppellenkrollen ø 65 mm, elektr. leitfähig, Maße: (L x B x H) 580 x 580 x 800 mm

Hand basin stand made of s/s with one basin (6L), 5-armed base, double swivel castors ø 65 mm (electr. conductive), Dimensions: (l x w x h) 580 x 580 x 800 mm

363020
Wie 363010, jedoch mit zwei Schalen

Same as 363010, however with two basins

363030
Zusätzliche Waschschaale (6L) für Ständer 363010 & 363020, Maße: ø = 340 mm

Additional basin (6L) for hand basin stands 363010 & 363020, Dimensions: ø = 340 mm



364010
Abwurfgestell mit Eimer (15L) aus ChrNiSt, 4 Lenkrollen ø 65 mm, elektr. leitfähig, umlaufender Gummi-Stoßschutz, Maße: (ø x H) 420 x 400 mm

Discarding device with bucket (15L) made of s/s, 4 swivel castors ø 65 mm, electr. conductive, circulated rubber protection, Dimensions: (ø x h) 420 x 400 mm

364020
Wie 364010, jedoch mit Schiebegriff, Maße: (ø x H) 420 x 400 mm (Schiebegriff H = 860 mm)

Same as 364010, however with handle, Dimensions: 420 x 400 mm (handle h = 860 mm)

364030
Deckel für ChrNiSt-Eimer (15L)

Cover for s/s bucket (15L)



365510
OP-Fußauftritt aus ChrNiSt, einstufig, abnehmbare Trittlfläche mit anti-rutsch Oberfläche, belastbar bis 135 Kg, Maße: (L x T x H) 600 x 350 x 130 mm

OT-foot step, made of s/s, single step, removable tread with anti slip surface, up to 135 kg load capacity, Dimensions: (l x w x h) 600 x 350 x 130 mm

365520
Wie 365510, jedoch Maße: (L x T x H) 600 x 350 x 220 mm
Same as 365510, however with dimensions: (l x w x h) 600 x 350 x 220 mm

365530
Wie 365510, jedoch Maße: (L x T x H) 600 x 350 x 300 mm



Same as 365510, however with dimensions: (l x w x h) 600 x 350 x 300 mm

365540
Wie 365510, jedoch zweistufig, Maße: (L x T x H) 600 x 650 x 230/ 440 mm

Same as 365510, however with two steps and dimensions: (l x w x h) 600 x 650 x 230/ 440 mm



UNSER GESAMTPROGRAMM: OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:



medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop



made in Germany



fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

Impressum

Gesamtherstellung:
FACT-Werbeagentur
57368 Lennestadt
www.fact-werbeagentur.de

© medifa-hesse GmbH & Co.KG

Drucknummer: 3600/3900/ED/007-12

Änderungen vorbehalten.

Data subject to change
without notice.

Ihr Ansprechpartner
your contact person