



Absaugen von Flüssigkeiten aus Mund und Rachen

Handabsaugpumpe

hohe Saugleistung – leicht und tragbar
effizientes, schnelles Absaugen

Effektives Absaugen von Flüssigkeiten aus Mundhöhle und Rachenraum

Die Handabsaugpumpe ist energieunabhängig und kann dadurch jederzeit und überall eingesetzt werden. Sie ist besonders leicht, mit nur einer Hand bedienbar und findet problemlos Platz in allen gängigen Notfallkoffern und -taschen.



Bestellinformationen

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Handabsaugpumpe inkl. Zubehör	4730-55-000	1
Zubehör Set für Handabsaugpumpe inkl. Absaugkatheter (28 Fr und 40 Fr), Adapter für Standard-Absaugkatheter & Flüssigkeitsbehälter	4730-56-000	1