


SICHERHEITS-IV-KANÜLE

mit Injektionsport und kleinen Flügeln

ENTWICKELT FÜR PATIENTENKOMFORT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT.

Die firmeneigene Technologie und das ergonomische Design ermöglichen einen einfachen Zugang zum Blutkreislauf.



Bestellen Sie noch heute auf **HENRYSCHEINMED.AT**




EIGENMARKEN




ZUVERLÄSSIGE
QUALITÄT



INTELLIGENTES
SPAREN



SICHERHEITS-IV-KANÜLE MIT INJEKTIONS-PORT UND KLEINEN FLÜGELN



ZUSÄTZLICHE MERKMALE:

- Kanüle aus PUR (Polyurethan) für optimale Leistung und Patientenkomfort
- Einwegartikel
- Mit Ethylenoxid sterilisiert
- Nicht aus Naturlatex hergestellt
- Nicht mit DEHP (Di-[2-ethylhexyl]phthalat) hergestellt
- Nicht pyrogen
- Geschliffene Edelstahl-nadel
- Röntgendicht
- Farbcodierung gemäß ISO (International Organization for Standardization)

Henry Schein® IV-Sicherheitskanüle

Mit Injektionsport und kleinen Flügeln, 50/Packung

IV-Sicherheitskanüle (Gelb), 24G x 0,75 Zoll.....	5724272
IV-Sicherheitskanüle (Rosa), 20G x 1,25" Zoll.....	5724273
IV-Sicherheitskanüle (Grün), 18G x 1,77" Zoll.....	5724274
IV-Sicherheitskanüle (Blau), 22G x 1" Zoll.....	5724275

Bestellen Sie noch heute auf **HENRYSCHEINMED.AT**



Hergestellt von:
Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.
110-111, Phase - IV, Udyog Vihar
Gurgaon-122015, Haryana, Indien
E-Mail: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Für MedSource Labs, LLC
8600 Shelby Court,
Chanhassen MN, 55317, USA
Hergestellt in Indien



EIGENMARKEN



ZUVERLÄSSIGE
QUALITÄT



INTELLIGENTES
SPAREN