

HS-NITRIL-
UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE
CRITERION® MIT GRÜNEM-TEE-DUFT

**CHLORINIERT
FÜR GERINGERE
REIBUNG,**
mit angenehmen
Duft.



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ



Für weitere Informationen zum gesamten Sortiment von Criterion® persönlicher Schutzausrüstung scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie [HENRYSCHEINMED.AT](https://henryscheinmed.at)

HS-NITRIL- UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE CRITERION® MIT GRÜNEM-TEE-DUFT

- Chloriniert für geringere Reibung und einfaches Anziehen
- Angenehmer Duft nach grünem Tee für mehr Komfort für Anwender und Patient
- Texturierte Finger bieten bessere Griffbarkeit
- Rollrand: 3,0 mil/0,08 mm Stärke an der Handfläche
- Praktisches beidhändiges Design
- Puderfrei, unsteril
- Erfüllt die Richtlinien ASTM D6319 und EN EN 455 1, 2, 3



HS-NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE CRITERION® MIT GRÜNEM-TEE-DUFT

Veggie-grün

X-Small	100/Karton	9883760
Small	100/Karton	9883761
Medium	100/Karton	9883762
Large	100/Karton	9883763
X-Large	100/Karton	9883764



DIE GLEICHEN HERVORRAGENDEN PRODUKTE IN NEUER VERPACKUNG

Während dieser Umstellung erhalten Kunden möglicherweise alte und neue Verpackungen.

Bestellen Sie noch heute auf [HENRYSCHEINMED.AT](https://henryscheinmed.at)